



**Direction médicale
des services hospitaliers**

Imagerie médicale

Projet télétrombolyse

Objet : Protocole d'acquisition d'images pour un examen de tomodensitométrie cérébrale sans injection de produit de contraste intraveineux.

Mode d'acquisition : Spirale ou séquentiel

KV : 120

Mas (référence) : 475 l'utilisation du logiciel de réduction de dose (mas variable) peut être utilisée.

Kernel ou Algorithme : Standard ou médium

Windows level : W80-C35

Épaisseur de coupe : entre 4.5mm et 5mm

FOV : 250mm et moins

Matrice : 512mm x 512mm

Radioprotection : cache au Bismuth oculaire permise

Pour toute information sur le protocole, communiquez avec M. Steve Jeffrey au (418) 649-0252 poste 3289.

Dr Steve Verreault
Responsable médical du projet télétrombolyse

chudequebec.ca